

## ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ С ХОЛОДИЛЬНИКОМ MLK-65F

Шкаф для медикаментов MLK-65F на базе модульной системы Merianto ISO разработан с учетом потребности медицинских работников в универсальном шкафу для медикаментов. Запирающийся шкаф для медикаментов состоит из двух частей и включает отдельный запирающийся металлический сейф. В нижней части шкафа для медикаментов установлен медицинский холодильник Liebherr LKUv 1613, в который можно установить комплект алюминиевых или пластиковых выдвижных ящиков на бесшумно закрывающихся направляющих.



Шкаф для медикаментов изготовлен из качественного меламина. В качестве фасады можно выбрать как обычную дверь (левую / правую), так и компактную шторку. Дверь открывается до 220°.

Полки, выдвижные ящики и корзины выдерживают нагрузку до 20 кг.

Боковые панели, корзины, выдвижные ящики и полки шкафа можно собрать в разных вариантах в соответствии с вашими потребностями и пожеланиями.

Стандартный выбор включает пять различных отделок:



Кроме того, из каталогов производителей меламина можно выбрать из десятков различных цветов и отделок, наличие которых необходимо уточнить при заказе.

Стандартное оснащение шкафа для медикаментов MLK-65 включает:

- Корпус и двери из качественного меламина 18 мм. Выбор материалов также включает антибактериальное покрытие поверхности.
- Выдвижная вспомогательная поверхность на шариковых направляющих с бесшумным закрытием и блокировкой в открытом положении.
- В верхней части шкафа установлены четыре регулируемые стеклянные полки, которые при необходимости можно заменить корзинами ISO.
- В верхней части шкафа установлен запирающийся металлический шкаф, белый RAL9010.
- Верхняя часть шкафа оснащена светодиодным освещением с сенсорным датчиком.
- На внутренней поверхности верхней двери расположены регулируемые по высоте карманы из оргстекла с разделителями.
- В нижней части шкафа для медикаментов установлен медицинский холодильник Liebherr LKUv 1613, в который можно установить комплект алюминиевых или пластиковых выдвижных ящиков на бесшумно закрывающихся направляющих
- В нижней части шкафа расположены корзины ISO 600x400 мм с разделителями и держателями этикеток, набор корзин можно выбрать между SET1 - SET4.
- Все двери оснащены замками. Замки можно выбрать таким образом, чтобы они были совместимы с другими шкафами в том же помещении, на том же этаже или в т.п. зоне. В базовую комплектацию входит механический замок для мебели, также можно выбрать электронный кодовый замок или замок, открываемый чип-картой.
- Двери оснащены силиконовыми магнитами, которые обеспечивают надежное и бесшумное закрытие
- Прочная металлическая подставка для ног с регулируемыми подножками, белый цвет RAL9010.
- Ручки 128 мм с антибактериальным покрытием поверхности.



## ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ С ХОЛОДИЛЬНИКОМ MLK-65F

